

**ASL NA 1**  
**Ospedale C. Ascalesi**  
**Via Egiziaca a Forcella, 31**  
**Direzione Sanitaria: Dr. Anna Punzo**  
**Tel.: 081.2542101 – Fax: 081.201124**

Prot. 781/D.S.

**Alla Ditta**  
**Medical Service s.r.l.**  
**Sede**

E, p.c. **Al Responsabile**  
**Ufficio Tecnico Centrale**  
**Dr. C. Ragosta**  
**Sede**

**OGGETTO:** Sperimentazione “decontaminante batterico dell’aria”

Si comunica alla Ditta in indirizzo i risultati dei prelievi microbiologici dell’aria ambiente effettuati nelle S.O. dell’U.O. di Ch. Urgenza e Generale prima e dopo l’utilizzo del dispositivo Air Blue 330 W.

Si trasmette, inoltre, il protocollo di sperimentazione adottato, tenendo in debito conto che sarà cura di questa Direzione Sanitaria comunicare al Responsabile Ufficio Tecnico Centrale, Dr. C. Ragosta, in maniera esaustiva tutti i passaggi che la sperimentazione ha incluso:

- Scelta della S.O. della Chirurgia d’Urgenza e Chirurgia Generale, 36 m<sup>3</sup> ciascuna;
- Codifica congiunta tra la D.S. del Presidio ed i Responsabili delle Chirurgie scelte, delle norme comportamentali da seguire pedissequamente prima, durante e dopo l’installazione del sistema di decontaminazione;
- Sanificazione del locale prima dei prelievi;
- Prelievi dell’aria ambientale non trattata in tre punti della Sala con il campionatore “Surface Air System” utilizzando piastre di agar, in tre orari diversi e per due giorni successivi;
- Installazione di due dispositivi, in punti opposti, e messa in funzione full-time;
- Prelievi dell’aria ambientale trattata dopo 48 ore di funzionamento con le stesse modalità e cadenza dei prelievi effettuati sull’aria ambientale trattata nei giorni successivi;

N.B.: Sono stati scelti i giorni prima e dopo trattamento in base al carico di lavoro omologando in realtà i quattro giorni di studio (seduta operatoria a pieno regime, utilizzo parziale della Sala per interventistica breve).

Ringraziando ancora per l’opportunità fornita, si è lieti di porgere cordiali saluti.

Napoli, 7 agosto 2002

**Il Dirigente Sanitario**  
***Dr. Elena Giancotti***